

VOLK
do BrasilVINIL SEM
AMIDOPROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E
UMIDADE

CÓDIGO: 10.81.077.11

COR: Transparente

TAMANHOS: 6(EP)*, 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

*Consultar disponibilidade.

COMPOSIÇÃO: Vinil

CA: 20.722 | VALIDADE DO CA: 28/01/2031

CA: 45.756 | VALIDADE DO CA: 30/03/2031

CA: 48.748 | VALIDADE DO CA: 14/05/2028

CA: 41.546 | VALIDADE DO CA: 18/03/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

CA: 20.722

ISO 374-5



ISO 374

Tipo B



KPT

CA: 45.756

ISO 374-5



ISO 374

Tipo B



JKPT

CA: 48.748

ISO 374-5



ISO 374

Tipo B



KOPT

CA: 41.546

ISO 374-5



ISO 374

Tipo B



KOPT

- 100% VINIL
Livre de proteínas do látex
- AGILIDADE DE MOVIMENTOS
- PROTEÇÃO BIOLÓGICA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS
- DESCARTÁVEIS
- LUVAS ISENTA DE PÓ DE AMIDO (SEM PÓ)
- ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL
- PROTEÇÃO DO USUÁRIO E DO PRODUTO
- AMBIDESTRAS

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa.

INDICADA PARA

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação, seleção e também no processo de embalagem de chocolates, bolos, bombons e similares, com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas. DESCARTÁVEL Tintura e relaxamento capilar, estética, limpeza e manutenção e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

ISO 374 - Riscos Químicos - Tipo A

ENSAIOS	CLASSE	CA:20722 NÍVEL	CA:45756 NÍVEL	CA:48748 NÍVEL	CA:41546 NÍVEL
N-Heptano	J	1	4	--	--
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	6	6	6
Hidróxido de Amônio	O	--	1	3	3
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6	5	6
Formaldeído 37%	T	6	6	5	6

*Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da VINIL SEM AMIDO CA: 20.722 em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na EN 374.

**Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual ISO 1193-1:2013 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.



**As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização da VINIL SEM AMIDO CA:45.756 / 48.748 / 41.546 em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos.

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Cosmética e estética, Food service, Frigoríficos, Indústria alimentícia, Indústria químicas, Limpeza profissional, Metalmeccânica, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Destruir após o uso;
- Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva; O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
6 (EP)	7898207212707	17898207212704
7 (P)	7898207210581	17898207210588
8 (M)	7898207210598	17898207210595
9 (G)	7898207210604	17898207210601
10 (EG)	7898207213476	17898207213473

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055
sac@volkdoBrasil.com.br
volkdoBrasil.com.br

